


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fgf10 Pour Wb, Elisa - O15520

Numéro d'article: CM0016036



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FGF10 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude du développement embryonnaire, de la prolifération cellulaire et de la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF10 pAb de lapin
Remarques/Alias	LADD3 ; FGF10
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2255
GeneID	2255
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	O15520
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Pack de glace