


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fgf13 Pour Wb - Q92913

Numéro d'article: CM0025174



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FGF13 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte le FGF13 humain, de souris et de rat, impliqué dans le développement neuronal et la régulation des canaux sodiques. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF13 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FGF2; FHF2; DEE90; FHF-2; FGF-13; XLID110; LINC00889; FGF13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2258
GeneID	2258
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-245 du FGF13 humain (NP_004105.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92913
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace