

Anticorps Polyclonal Anti-Fgf17 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60258

Numéro d'article: CM0019460

Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-FGF17 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le FGF17 humain, souris et rat, un facteur de croissance sécrété crucial pour le développement du cerveau embryonnaire. Idéal pour les études en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF17 Lapin pAb
Remarques/Alias	HH20; FGF-13; FGF-17; FGF17
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8822
GeneID	8822
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60258
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace