

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fgf2 Pour Wb, Elisa - P09038

Numéro d'article: CM0007034



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le FGF2 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte plusieurs isoformes (17-30 kDa). Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la survie cellulaire, de l'angiogenèse et de la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF2 mAb lapin
Remarques/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2247
ID de gène	2247
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09038
Poids de la protéine	17kDa/21kDa/22kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace