

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fgf2 Pour Wb, Elisa - P09038

Numéro d'article: CM0022336



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FGF2 validé pour WB et ELISA. Détecte le FGF2 humain et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur la croissance cellulaire, la différenciation et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2247
GeneID	2247
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du FGF2 humain (NP_001997.5).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09038
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace