


Anticorps Polyclonal Anti-Fgf21 Pour Wb, Elisa - Q9Nsa1

Numéro d'article: CM0017552



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre FGF21 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte FGF21 humain et murin, un facteur de croissance sécrété qui régule l'homéostasie glucidique et la sensibilité à l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF21 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FGF21
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26291
GeneID	26291
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-209 de FGF21 humain (NP_061986.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NSA1
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant