


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fgf21 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nsa1

Numéro d'article: CM0006417



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le facteur de croissance des fibroblastes 21 humain (FGF21). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît le FGF21 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et l'homéostasie du glucose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	FGF21 mAc Lapin
Remarques/Alias	FGF21 ; facteur de croissance des fibroblastes 21
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26291
GeneID	26291
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du FGF21 humain (NP_061986.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NSA1
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace