

Anticorps Polyclonal Anti-Fgf3 Pour Wb, Elisa - P11487

Numéro d'article: CM0021070

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin FGF3 validé pour WB et ELISA. Détecte le FGF3 humain et réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur le développement embryonnaire et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF3 Lapin pAb
Remarques/Alias	INT2 ; HBGF-3 ; FGF3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2248
GenelD	2248
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P11487
Poids protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace