


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fgf4 Pour Wb Et Elisa - P08620

Numéro d'article: CM0016148



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le facteur de croissance des fibroblastes 4 humain (FGF4). Validé pour les applications Western blot et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis du rat. Idéal pour la recherche sur le développement embryonnaire, la différenciation cellulaire et les facteurs de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF4 Lapin pAb
Remarques/Alias	HST, KFGF, FGF-4, HST-1, HSTF1, K-FGF, HBGF-4, HSTF-1, FGF4
Espèce	Humain
ID de gène	2249
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-206 du FGF4 humain (NP_001998.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P08620
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace