

Anticorps Polyclonal Anti-Fgf6 Pour Wb, Elisa - P10767

Numéro d'article: CM0030563

Introduction

Anticorps polyclonal anti-FGF6 de lapin purifié par affinité pour WB et ELISA. Cible le FGF6 humain (HST2/HBGF-6) ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la prolifération cellulaire, la différenciation, l'angiogenèse et la myogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HST2 ; HBGF-6 ; FGF6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2251
GeneID	2251
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du FGF6 humain (NP_066276.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10767
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace