

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fgf7/Kgf Pour Wb, Elisa - P21781

Numéro d'article: CM0009057

Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant dirigé contre le FGF7/KGF humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les facteurs de croissance et la prolifération des cellules épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	FGF7/KGF mAc Lapin
Remarques/Alias	KGF; HBGF-7; Facteur de croissance fibroblastique 7; FGF7/KGF
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2252
ID de Gène	2252
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du FGF7 humain (NP_002000.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21781
Poids Protéique	12kDa/23kDa
Expédition	Sac de glace