


Anticorps Polyclonal Anti-Fgf9 Pour Wb Et Elisa - P31371

Numéro d'article: CM0028679



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FGF9 (GAF, FGF-9, SYNS3, HBFG-9) pour Western blot et ELISA. Validé sur l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie du développement, sur les cellules gliales et en neuroscience.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GAF; FGF-9; SYNS3; HBFG-9; HBGF-9; FGF9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2254
GeneID	2254
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31371
Poids protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace