

Anticorps Polyclonal Anti-Fgfr1Op Pour Wb, Elisa - 095684

Numéro d'article: CM0023727



Introduction

Anticorps polyclonal lapin de haute qualité FGFR1OP validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Cible la protéine centrosomale 43 pour la recherche sur le cytosquelette et les cils.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGFR1OP Lapin pAb
Remarques/Alias	FOP ; FGFR1OP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11116
GeneID	11116
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 de FGFR1OP humain (NP_919410.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O95684
Poids moléculaire protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace