

Anticorps Polyclonal Anti-Fgfr2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21802

Numéro d'article: CM0013129



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FGFR2 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la prolifération cellulaire, de la différenciation et des voies de signalisation du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FGFR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2263
GeneID	2263
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21802
Poids Protéique	92kDa
Expédition	Sac de glace