

Anticorps Polyclonal Anti-Fgfr3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22607

Numéro d'article: CM0017553



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FGFR3 humain, spécifié pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Un outil essentiel pour la recherche sur le développement squelettique et les cancers liés au FGFR3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGFR3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2261
Identifiant du gène	2261
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 700 et 806 du FGFR3 humain (NP_000133.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22607
Poids moléculaire de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace