

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fgfr3 Pour Ihc-P Et Elisa - P22607

Numéro d'article: CM0003384



Introduction

Anticorps monoclonal (mAb) lapin contre FGFR3 validé pour les applications IHC-P et ELISA. Reconnaît spécifiquement le FGFR3 humain (P22607). Idéal pour l'étude du développement squelettique, de la signalisation cancéreuse et des voies des récepteurs tyrosine kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin contre FGFR3
Remarques / Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2261
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du FGFR3 humain (P22607)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22607
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace