


Anticorps Monoclonal Anti-Fgfr4 Pour Wb, Elisa - P22455

Numéro d'article: CM0004201



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin contre le FGFR4 humain (P22455). Adapté pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en signalisation cellulaire, métabolisme des lipides et oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-FGFR4
Remarques/Alias	TKF, JTK2, CD334, FGFR4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2264
GeneID	2264
Immunogène	Peptide synthétique (aa 700-802 du FGFR4 humain, P22455)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22455
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace