

Anticorps Polyclonal Anti-Fgfr4 Pour Wb, Elisa - P22455

Numéro d'article: CM0028835



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le FGFR4 humain pour le Western blotting et l'ELISA. Reconnaît la protéine FGFR4 humaine, murine et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation FGFR4 dans la prolifération cellulaire, le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGFR4 Lapin pAb
Remarques/Alias	TKF; JTK2; CD334; FGFR4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2264
ID de gène	2264
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-150 du FGFR4 humain (NP_998812.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22455
Poids moléculaire	88kDa
Expédition	Sac de glace