

Anticorps Monoclonal Anti-Fgg Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02679

Numéro d'article: CM0009763



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la chaîne gamma du fibrinogène (FGG). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA ; détecte des bandes d'environ 49/52 kDa. Idéal pour la recherche sur la thrombose et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FGG Lapin mAb
Remarques/Alias	FGG
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2266
ID de Gène	2266
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P02679
Poids Protéique	49 kDa/52 kDa
Expédition	Sac de glace