

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fgg Pour Wb Et Elisa - P02679

Numéro d'article: CM0026190



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FGG humaine (chaîne gamma du fibrinogène), adapté pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'hémostase et la coagulation sanguine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin anti-FGG
Remarques / Alias	FGG
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2266
GeneID	2266
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 330 de la FGG humaine (NP_000500.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P02679
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace