

Anticorps Polyclonal Anti-Fggy Pour Wb, Elisa - Q96C11

Numéro d'article: CM0013991

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine contenant le domaine de kinase des glucides FGGY. Validé pour WB et ELISA ; réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux études sur la phosphorylation de la D-ribulose et la réparation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGGY Rabbit pAb
Remarques/Alias	FGGY
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55277
GeneID	55277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de la FGGY humaine (NP_060761.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96C11
Poids moléculaire	60 kDa
Expédition	Sac de glace