

Anticorps Polyclonal Anti-Fgl2 Pour Wb Et Elisa - Q14314

Numéro d'article: CM0015726

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Fibroleukine humaine (FGL2). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour explorer les fonctions des lymphocytes au niveau des sites muqueux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGL2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FGL2 ; T49 ; pT49
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10875
GenelD	10875
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-140 de la FGL2 humaine (NP_006673.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14314
Poids moléculaire protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace