


Anticorps Polyclonal Anti-Fgr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09769

Numéro d'article: CM0019845



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FGR humain (SWISS P09769) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Convient pour étudier la signalisation des tyrosine kinases non réceptrices dans les réponses immunitaires et la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGR Lapin pAb
Remarques/Alias	SRC2 ; c-fgr ; c-src2 ; p55-Fgr ; p58-Fgr ; p55c-fgr ; p58c-fgr ; FGR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2268
GeneID	2268
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du FGR humain (NP_005239.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P09769
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace