

## Anticorps Polyclonal Anti-Fh (Fumarate Hydratase) Pour Wb, Elisa - P07954

Numéro d'article: CM0022516



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FH humaine, validé pour la WB et l'ELISA. Reconnaît la FH humaine, murine et de rat. Convient aux études du cycle de l'acide tricarboxylique, de la réparation de l'ADN et de la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | [Validé par KO] FH Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques/Alias     | MCL ; FMRD ; HsFH ; LRCC ; HLRCC ; MCUL1 ; FH                                                                                                 |
| Espèce              | Humaine                                                                                                                                       |
| ID du gène (humain) | 2271                                                                                                                                          |
| ID du gène          | 2271                                                                                                                                          |
| Immunogène          | Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la FH humaine (NP_000134.2). |
| Source              | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                                         |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Réactivité croisée  | Humaine, souris, rat                                                                                                                          |
| SWISS               | P07954                                                                                                                                        |
| Poids moléculaire   | 55 kDa                                                                                                                                        |
| Expédition          | Sac réfrigérant                                                                                                                               |