

Anticorps Polyclonal Anti-Fh (Fumarate Hydratase) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07954

Numéro d'article: CM0027157



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FH humaine (Fumarate Hydratase), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée souris et rat. Convient aux études sur le cycle de l'acide tricarboxylique (TCA) et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FH Lapin pAb
Remarques/Alias	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCUL1; FH
Espèce	Humain
ID de gène	2271
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-510 de la FH humaine (NP_000134.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07954
Poids moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace