

Anticorps Monoclonal Anti-Fhit Pour Wb, Elisa - P49789

Numéro d'article: CM0005973



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la FHIT humaine (FRA3B/AP3Aase). Validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Protéine de 17 kDa. Pour la recherche sur l'apoptose et les gènes suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FHIT Rabbit mAb
Remarques / Alias	FRA3B; AP3Aase; FHIT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2272
GeneID	2272
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la FHIT humaine (P49789).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49789
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant