

Anticorps Polyclonal Anti-Fhit Pour Wb, Elisa - P49789

Numéro d'article: CM0015052



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FHIT humain (FRA3B, AP3Aase), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour l'étude de la suppression tumorale, de l'apoptose et du métabolisme des nucléotides dans des échantillons humains et murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FHIT Lapin pAb
Remarques/Alias	FRA3B, AP3Aase, FHIT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2272
GeneID	2272
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-147 du FHIT humain (NP_001159715.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49789
Poids protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace