


Anticorps Monoclonal Anti-Fhl1 Pour Ihc-P, Elisa - Q13642

Numéro d'article: CM0011929



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la protéine FHL1 humaine, validé pour les applications IHC-P et ELISA. Adapté à la recherche sur le développement musculaire et les maladies musculaires. Spécifique de la FHL1 humaine (Q13642).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-FHL1 de lapin
Remarques / Alias	KYOT, SLIM, FCMSU, FHL-1, FHL1A, FHL1B, FLH1A, SLIM1, XMPMA, RBMX1A, RBMX1B, SLIM-1, SLIMMER, FHL1
Espèce	Humain
GeneID	2273
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la FHL1 humaine (Q13642)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q13642
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant