


Anticorps Monoclonal Anti-Fhl2 Pour Wb, Elisa - Q14192

Numéro d'article: CM0004702



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la FHL2 humaine, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de l'apoptose et de la biologie musculaire. Q14192.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FHL2 mAb de lapin
Remarques / Alias	DRAL; AAG11; FHL-2; SLIM3; SLIM-3; FHL2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	2274
GeneID	2274
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 260 de la FHL2 humaine (Q14192).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14192
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace