


Anticorps Polyclonal Anti-Fhl3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13643

Numéro d'article: CM0030756



Introduction

Anticorps polyclonal anti-FHL3 de lapin validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte une protéine de 31 kDa dans le muscle squelettique humain et murin, pour soutenir la recherche sur les coactivateurs transcriptionnels.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FHL3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SLIM2 ; FHL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2275
GeneID	2275
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13643
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace