

Anticorps Monoclonal Anti-Fhl5 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q5Td97

Numéro d'article: CM0008455



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute affinité dirigé contre la protéine FHL5 (ACT) humaine, validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur la spermatogenèse et la régulation transcriptionnelle spécifique du testicule.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb FHL5 de lapin
Remarques / Alias	ACT; FHL-5; dj393D12.2; 1700027G07Rik; FHL5
Espèce cible	Humain
GeneID	9457
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 162-284 de la FHL5 humaine (NP_065228.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5TD97
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace