

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fhl5 Pour Wb, Elisa - Q5Td97

Numéro d'article: CM0017070



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin ciblant FHL5 humain (ACT), adapté aux applications de Western blot et d'ELISA. Détecte FHL5 humain et murin. Idéal pour les études sur la spermatogenèse et l'activité transcriptionnelle de CREM.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FHL5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ACT ; FHL-5 ; dj393D12.2 ; 1700027G07Rik ; FHL5
Espèce	Humaine
GeneID	9457
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 284 de FHL5 humain (NP_065228.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q5TD97
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace