

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fibp Pour Wb, Ihc-P - O43427

Numéro d'article: CM0025974

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine FIBP humaine (protéine de liaison intracellulaire du FGF acide) pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Impliqué dans la signalisation FGF1 et la latéralité embryonnaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FIBP Rabbit pAb
Remarques/Alias	FGFIBP; FIBP-1; TROFAS; FIBP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9158
GeneID	9158
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-364 de la FIBP humaine (NP_004205.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43427
Poids Moléculaire Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace