


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fibrillarine Pour Wb - P22087

Numéro d'article: CM0005659



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la fibrillarine humaine (FBL, 34 kDa), validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur les protéines nucléolaires et la méthylation de l'ARNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fibrillarine mAb de lapin
Remarques/Alias	FIB; FLRN; Nop1; RNU3IP1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2091
GenelD	2091
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 111-210 de la fibrillarine humaine/U3 RNP (NP_001427.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22087
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace