


## Anticorps Polyclonal Anti-Fibrillarine/U3 Rnp Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Numéro d'article: CM0017415



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la fibrillarine/U3 RNP humaine, adapté à la WB, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines, de rat et de singe : un outil polyvalent pour les études sur la fonction nucléolaire et la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | Fibrillarine/U3 RNP pAb de lapin                                                                                                                 |
| Remarques/alias              | FIB ; FLRN ; Nop1 ; RNU3IP1 ; Fibrillarine/U3 RNP                                                                                                |
| Espèce                       | Humaine                                                                                                                                          |
| Identifiant du gène (humain) | 2091                                                                                                                                             |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 321 de la fibrillarine/U3 RNP humaine (NP_001427.2) |
| Source                       | Lapin                                                                                                                                            |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                                            |
| Application                  | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                            |
| Réactivité croisée           | Humaine, souris, rat, singe                                                                                                                      |
| SWISS                        | P22087                                                                                                                                           |
| Poids de la protéine         | 34 kDa                                                                                                                                           |
| Expédition                   | Sac réfrigérant                                                                                                                                  |