


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fibrillarine/U3 Rnp Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Numéro d'article: CM0003045



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Fibrillarine/U3 RNP humaine (P22087), validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte une protéine de 34 kDa ; réagit croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études de biologie nucléolaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Fibrillarine/U3 RNP
Remarques/Alias	FIB ; FLRN ; Nop1 ; RNU3IP1 ; Fibrillarine/U3 RNP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2091
ID du gène	2091
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 222 et 321 de la Fibrillarine/U3 RNP humaine (P22087).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22087
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace