

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fibrillarine/U3 Rnp Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22087

Numéro d'article: CM0013389



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la fibrillarine (FBL), une méthyltransférase nucléolaire. Validé pour les applications WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines, de rat et de singe. Idéal pour les recherches sur la biogenèse des ribosomes et la fonction nucléolaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fibrillarine/U3 RNP pAb de lapin
Remarques/Alias	FIB ; FLRN ; Nop1 ; RNU3IP1 ; Fibrillarine/U3 RNP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2091
GeneID	2091
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-321 de la fibrillarine/U3 RNP humaine (NP_001427.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat, singe
SWISS	P22087
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac réfrigérant