

Anticorps Polyclonal Anti-Chaîne Alpha Du Fibrinogène (Fga) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

Numéro d'article: CM0018464



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la chaîne alpha du fibrinogène humain (FGA). Validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'hémostase et la thrombose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Chaîne alpha du fibrinogène (FGA), pAb de lapin
Remarques/alias	Fib2 ; chaîne alpha du fibrinogène (FGA)
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2243
GenelD	2243
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 410 à 559 de la chaîne alpha du fibrinogène humain (FGA) (NP_000499.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P02671
Poids moléculaire	95 kDa
Expédition	Pain de glace