

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chaîne Alpha De Fibrinogène (Fga) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02671

Numéro d'article: CM0002407

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la chaîne alpha de fibrinogène humain (FGA). Validé pour le Western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour les études sur l'hémostase, la thrombose et la coagulation sanguine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | AcM de lapin anti-chaîne alpha de fibrinogène (FGA)                                                                                             |
| Remarques/Alias              | Fib2 ; Chaîne alpha de fibrinogène (FGA)                                                                                                        |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                                          |
| Identifiant du gène (Humain) | 2243                                                                                                                                            |
| Identifiant du gène          | 2243                                                                                                                                            |
| Immunogène                   | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 700-800 de la chaîne alpha de fibrinogène humain (FGA) (P02671) |
| Source                       | Lapin                                                                                                                                           |
| Catégorie                    | Anticorps monoclonaux                                                                                                                           |
| Application                  | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Réactivité croisée           | Rat                                                                                                                                             |
| SWISS                        | P02671                                                                                                                                          |
| Poids moléculaire protéique  | 95 kDa                                                                                                                                          |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                                    |