

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Protéine D'activation Des Fibroblastes A (Fap) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q12884

Numéro d'article: CM0024825



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FAP humaine (seprase, 88 kDa). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du remodelage de la MEC, de la cicatrisation et de la progression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre la protéine d'activation des fibroblastes α (FAP)
Remarques / Alias	FAPA ; SIMP ; DPPIV ; FAPalpha ; Protéine d'activation des fibroblastes α (FAP)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2191
GeneID	2191
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-760 de la FAP humaine (NP_004451.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12884
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace