

Anticorps Polyclonal Anti-Fibronectine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02751

Numéro d'article: CM0014537



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la fibronectine humaine pour WB, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat ; conçu pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, la motilité et la biologie de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fibronectine pAb de lapin
Remarques/Alias	FN ; CIG ; FNZ ; MSF ; ED-B ; FINC ; GFND ; LETS ; GFND2 ; SMDCF ; Fibronectine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2335
GeneID	2335
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2169-2355 de la fibronectine humaine (NP_002017.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02751
Poids de la protéine	272 kDa
Expédition	Sac de glace