

Anticorps Polyclonal Anti-Fibronectine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11276

Numéro d'article: CM0027822



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la fibronectine (P11276), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène protéique recombinant. Pour les études sur l'adhésion cellulaire, la fibrose et la cicatrisation des plaies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fibronectine Rabbit pAb
Remarques / Alias	Fn; Fn-1; E330027I09
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2335
GeneID	14268
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2205-2477 de la fibronectine de souris (NP_034363.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11276
Poids de la protéine	273 kDa
Expédition	Sac de glace