

Anticorps Polyclonal Anti-Fibronectine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02751

Numéro d'article: CM0018902



Introduction

Anticorps polyclonal dirigé contre la Fibronectine humaine (FN1), validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'adhésion cellulaire et la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fibronectin Rabbit pAb
Remarques / Alias	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectine
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2335
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02751
Poids de la protéine	272 kDa
Expédition	Sac de glace