

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fibronectine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02751

Numéro d'article: CM0002015



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fibronectine (P02751) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour les études d'adhésion cellulaire, de cicatrisation et de matrice extracellulaire dans diverses applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fibronectine mAb Lapin
Remarques/Alias	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectine
Espèce	Humain
ID de gène	2335
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-2477 de la FN1 humaine (P02751)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P02751
Poids moléculaire	272kDa
Expédition	Sac de glace