

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fibronectine Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P02751

Numéro d'article: CM0006675



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité contre la fibronectine humaine, validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Cible la glycoprotéine de la matrice extracellulaire impliquée dans l'adhésion cellulaire, la cicatrisation et le cancer. Convient pour la recherche et le développement de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fibronectine mAc Lapin
Remarques/Alias	FN1; CIG; ED-B; FINC; FN; FNZ; GFND; GFND2; LETS; MSF; fibronectine; Fibronectine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2335
ID de gène	2335
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 394-614 de la fibronectine humaine (NP_997647.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02751
Poids moléculaire	71-73kDa/221-272kDa
Expédition	Sac de glace