

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Filaggrine (Flg) Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

Numéro d'article: CM0011238



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FLG de haute qualité pour IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit spécifiquement avec la filaggrine humaine (435 kDa). Idéal pour la recherche sur la différenciation épidermique, la barrière cutanée et les maladies dermatologiques. Expédié sur sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FLG Rabbit mAb
Remarques/Alias	FLG1, ATOD2, FLG-1
Espèce	Humain
GeneID	2312
Immunogène	Fragment recombinant
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20930
Poids moléculaire de la protéine	435 kDa
Expédition	Sac de glace