


Anticorps Monoclonal Anti-Filaggrine (Flg) De Lapin Pour Wb, Elisa - P20930

Numéro d'article: CM0006174



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la filaggrine (FLG) humaine, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour les applications WB et ELISA. Soutient la recherche sur la différenciation épidermique, l'ichtyose et les troubles de la kératinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FLG Rabbit mAb
Remarques/Alias	FLG1 ; ATOD2 ; FLG-1 ; FLG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2312
GeneID	2312
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-92 de la FLG humaine (NP_002007.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P20930
Poids moléculaire de la protéine	435 kDa
Expédition	Sac de glace