


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Filaggrine Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

Numéro d'article: CM0009865



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé ciblant la filaggrine humaine (FLG, 435 kDa) pour IF-P, IHC-P et ELISA. La filaggrine agrège les filaments de kératine lors de la différenciation épidermique, ce qui est essentiel pour la recherche sur la barrière cutanée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-filaggrine
Remarques/Alias	FLG1 ; ATOD2 ; FLG-1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2312
GeneID	2312
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 198-288 de la FLG humaine (NP_002007.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P20930
Poids de la protéine	435 kDa
Expédition	Sac de glace