

Anticorps Monoclonal Anti-Filamine A Pour Wb, Elisa - P21333

Numéro d'article: CM0012497



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Filamine A humaine (FLNA), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour étudier l'organisation du cytosquelette d'actine, la migration cellulaire et les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Filamine A mAb de lapin
Remarques / Alias	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Filamine A
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	2316
Identifiant de gène	2316
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 2548 et 2647 de la Filamine A humaine (P21333).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P21333
Poids de la protéine	281 kDa
Expédition	Sac de glace