

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Filamine A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21333

Numéro d'article: CM0022447



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Filamine A humaine (FLNA, ABP-280). Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le cytosquelette, l'adhésion et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Filamine A Rabbit pAb
Remarques / Alias	FLN, FMD, MNS, OPD, ABPX, CSBS, CVD1, FGS2, FLN1, NHBP, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD, FLN-A, ABP-280, Filamine A
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	2316
GeneID	2316
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2348-2647 de la Filamine A humaine (NP_001104026.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21333
Poids de la protéine	281 kDa
Expédition	Sac de glace